

Circaid® juxtalite®

Circaid® juxtalite® sarjan tuotteet ovat vähäelastisia tarroilla säädettäviä kompressiohoitotuotteita, jotka on tarkoitettu laskimovajaatoiminnan ja lievän lymfaattisen turvotuksen hoitoon. Kompressio voidaan säätää tarkasti ccl 1–3 välillä.

Tuotteen pukeminen ja riisuminen on erittäin nopeaa ja helppoa. Kompressiota voi säätää hoidon aikana, jolloin hoito säilyy tehokkaana. Kun säärihaavojen hoidossa käytetään säädettäviä kompressiotuotteita tavallisten kompressiosidosten sijaan, haavojen parantuminen nopeutuu. (2) Paineluokka voidaan määrittää aina tuotteen pukijasta riippumatta ja hoitoteho voidaan kirjata potilaan asiakirjoihin.

Käyttöindikaatiot

- Krooninen laskimovajaatoiminta
- Suonikohjut
- Laskimotukoksen jälkihoito, posttromboottinen syndrooma
- Laskimoperäinen haava
- Scleroterapian jälkihoito
- Asentoon / liikkumattomuuteen liittyvä turvotus



Circaid® Juxtalite®

- Kompressiohoidon vaihtoehto sidosten tai sukkiin sijaan
- Helppo käyttää, nopea ja yksinkertainen
- Tutkitusti kustannustehokas (1)
- Build-In Pressure System™ -menetelmä: säädettävä, mitattava ja muutettavissa oleva kompressio 20-50 mmHg. Säädettävyys ehkäisee paineen pienentymistä ja tuotteen valumista. (1, 2)
- Breathe-O-Prene: vähäelastinen hengittävä materiaali korkealla työpaineella
- Lateksiton, hajuton ClimaFresh – teknologia antaa tuotteille antibakteerisen efektin
- Erilaisia Circaid® tuoteseria voidaan yhdistää tarpeen mukaisesti

Pesuohjeet:

- Alussukka suositellaan pestävän päivittäin. Tarrat sisältävä osa vain tarvittaessa.
- Konepesu tai käsinpesu miedolla pesuaineella 40 °C ilman huuhteluainetta.
- Riippukuivaus tai kuivausrumpu matalalämpöisellä ohjelmalla.
- Ei saa silittää, kuivapestä, eikä vääntää kuivaksi.